

3shape

TRIOS 6 | Dx+

Qualité de numérisation sans précédent

jusqu'à deux fois plus de détails

Technologie hyperspectrale

Pour voir au-delà de la surface de la dent

Signaux sensoriels

pour guider la numérisation

Communication renforcée avec les patients

via l'application DentalHealth



La numérisation
Nouvelle Définition

TRIOS 6 | Dx+

Le scanner Nouvelle Définition

- ✓ Grande précision et exactitude
- ✓ Qualité de numérisation sans précédent, permettant de capturer jusqu'à deux fois plus de détails
- ✓ Technologie hyperspectrale pour l'acquisition simultanée en lumière blanche, fluorescente et proche infrarouge
- ✓ Compatible avec TRIOS Dx Plus pour la détection assistée par l'IA des problèmes de santé bucco-dentaire les plus courants¹
- ✓ Communication renforcée avec les patients via l'application DentalHealth
- ✓ Numérisation sans calibration et mobilité totale grâce à la connectivité sans fil
- ✓ Charge optimale de la batterie
- ✓ Mode veille, économique en énergie
- ✓ Technologie d'alignement intelligente ScanAssist
- ✓ Signaux sensoriels guidant l'utilisateur lors de la numérisation
- ✓ Ergonomie exceptionnelle et conception hygiénique réduisant au minimum le risque de contamination croisée
- ✓ Écosystème ouvert inégalé et applications de communication patient favorisant l'acceptation du traitement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GÉNÉRALES

Contenu de l'emballage	Scanner TRIOS 6, embout autoclavable, boîte de 25 embouts TRIOS Ready, embout de protection TRIOS, boîte de protections hygiéniques TRIOS, 3 batteries, chargeur avec cordon d'alimentation, support pod, adaptateur sans fil, documentation
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	33 x 45,6 x 10,2 cm (mallette de transport)
Compatible avec TRIOS Dx Plus	Oui ²

MATÉRIELLES

Poids du scanner	308 g
Dimensions du scanner (L x l x H)	26,6 x 3,8 x 3,9 cm
Dimensions de l'embout (L x l x H)	9,5 x 2,26 x 1,95 cm

BATTERIE

Dimensions de la batterie (L x l x H)	7,7 x 2,17 x 2,42 cm
Autonomie de la batterie (numérisation continue)	Chauffe instantanée et jusqu'à 45 min de numérisation continue par batterie
Temps de charge de la batterie	La batterie atteint 80 % de sa puissance en 60 minutes, 100 % en moins de 2 heures

¹ Usure des dents, récession gingivale, plaque dentaire, caries de surface et proximales.

Les caries proximales ne sont pas détectées par l'IA.

² Pour plus d'informations sur la disponibilité des produits 3Shape dans votre pays, adressez-vous à votre distributeur ou contactez 3Shape. L'utilisation clinique de TRIOS Dx Plus n'est pas approuvée par la FDA aux États-Unis.



Pour plus d'informations, nous sommes à votre écoute au 01 53 38 10 49
46-56 rue des Orteaux | 75020 Paris | labocast3d@labocast3d.fr | labocast3d.fr

