


TRIOS Ready Tip 3shape

L'embout TRIOS 5 prêt à l'emploi



Découvrez le TRIOS Ready Tip



Toujours prêt

Toujours prêt à l'emploi
dès qu'il sort de sa boîte

Toujours hygiénique

Conception **hygiénique et à usage unique**,
minimisant le risque de contamination
croisée.

Excellente qualité de numérisation

La **qualité de numérisation élevée**
et constante du TRIOS 5, que vous
attendez.

Toujours prêt

47% des utilisateurs reconnaissent que les flux de travail avec un embout à usage unique sont plus faciles qu'avec un embout autoclavable.



Morten Ryde Holm-Hansen, Denturologiste et CDT Propriétaire de Gebisset, Danemark

« J'utilise également mon Pod TRIOS 5 pour les visites à domicile en dehors du cabinet, ce qui rend l'embout à usage unique encore plus **pratique**. »

« Comme les pointes jetables peuvent être utilisées dès leur sortie de l'emballage, nous **réduisons considérablement les tâches de nettoyage et de stérilisation** que nous aurions dû effectuer autrement avec des pointes réutilisables, ce qui rend le flux de travail **plus efficace**. »

Source : enquête auprès des clients de 3Shape en janvier 2023 (n = 169)

Il suffit d'ouvrir, de clipser et de numériser avec le TRIOS Ready Tip



Embout autoclavable

Nettoyez les embouts
(savon, eau et brosse)

Rincez les et séchez les.

Placez les embouts dans un sachet
de stérilisation en papier.

Stérilisez les embouts

Déballez le sachet

Prêt à numériser



Ready Tip

Déballez le sachet

Prêt à numériser

Jetez

L'hygiène à tous les coups

Solution **hygiénique**



« En tant que dentiste, j'ai l'habitude d'utiliser des articles à usage unique, car cela **minimise le risque d'infection et la contamination croisée des patients.** »

Kaveh Golestani, Dentiste et technicien dentaire
Tandlægerne Gammel Strand, Danemark



Conception hygiènique. Sachet à usage unique.



recto



verso

Chaque patient est scanné avec un nouvel embout, ce qui réduit le risque de contamination croisée.

Application de l'embout



Excellente qualité
de numérisation

Chaque embout TRIOS Ready est conçu pour vous donner une **qualité de numérisation élevée et constante** pour TRIOS 5

La forme de la fenêtre offre une structure mécanique solide qui **renforce les propriétés optiques optimales**, garantissant ainsi une **excellente qualité de numérisation**.

L'impression du tampon détermine le bon réglage pour une numérisation précise. Le scanner peut utiliser **les meilleurs réglages** pour des numérisations de la plus haute qualité.



Comparaison entre l'embout pour autoclave TRIOS et l'embout prêt à l'emploi TRIOS



Sujet	Embout pour autoclave TRIOS	TRIOS Ready Tip
Dimensions	87 x 22 x 20 mm	87 x 21 x 19 mm
Matériau	PSU (enveloppe) + verre saphir (fenêtre)	ABS (coque) + PMMA (fenêtre)
Autoclavable	Oui - 100 cycles	Non - l'embout fondra s'il est stérilisé à l'autoclave.
Compatible avec	TRIOS 5	TRIOS 5
Proposé en après-vente	3 pièces par boîte	25 pièces par boîte

Offert avec le TRIOS 5

Le TRIOS Ready Tip sera compatible avec le TRIOS 5. Lors de l'achat d'un TRIOS 5, les clients recevront 5 embouts pour autoclave, 1 boîte de 25 embouts TRIOS Ready et un paquet de manchons.



Changeons ensemble la dentisterie

3shape 



labocast
LE SOURIRE EN PARTAGE
MODERN DENTAL GROUP

01 53 38 64 66
labocast@labocast.fr
labocast.fr



labocast 
LE SOURIRE EN PARTAGE
MODERN DENTAL GROUP

01 53 38 10 49
labocast3d@labocast3d.fr
labocast3d.fr



TRIO™
CLEAR
LE SOURIRE EN PARTAGE

01 53 38 15 41
info@trioclear.fr
trioclear.fr