



## COMMENT DEMANDER UN DISPOSITIF DE CONTENTION BASÉ SUR LA DERNIÈRE ÉTAPE DU TRAITEMENT ?

Certains praticiens choisissent de concevoir les dispositifs de contention en fonction du résultat final plutôt que de télécharger de nouveaux scans ou de nouvelles empreintes. Pour ce faire, il suffit de demander le dispositif de contention de la même manière que vous commandez des aligneurs. Cliquez dans la colonne de droite sur **Demande de dispositifs de contention Ecodont™**.



**Demande de dispositif de contention**

**Télécharger les empreintes**

Télécharger le fichier STL d'empreinte maintenant
**Empreintes physiques par transporteur**
Impressions numériques par scanner intra-oral

Code de ramassage du client/code du praticien

Waybill Number

Courier Company

Fermer

Vous verrez ensuite les options d'envoi des impressions. Cliquez ici sur **Empreintes physiques par transporteur**. Ne laissez pas la colonne Code d'enlèvement du client vide, remplissez-la afin de pouvoir cliquer sur **Soumettre**. Après avoir soumis votre demande, écrivez dans le chat le type de contention que vous souhaitez commander, pour quelles mâchoires, la quantité, et précisez que vous voulez que les contentions soient fabriquées selon le résultat final escompté. Dans le journal des cas, vous verrez alors une nouvelle notification indiquant que les contentions ont été demandées.

**Registre de dossier** Remarques internes: /

3 hours ago  
24-Jul-2024 13:01:20

(R1) Le praticien a demandé un dispositif de retenue 2